



10*PBS漂洗缓冲液

使用方法:

用纯水稀释10倍后使用。

产品信息:

货号: BD0072

规格: 1L

产品概述:

PBS (phosphate buffered solution) 即磷酸盐缓冲液, 是使用最为广泛的一种缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力。PBS 的 pH 为 7.2-7.4, 与人体血液等渗, 主要成分为 KH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 、 NaCl 以及 KCl , Na_2HPO_4 和 KH_2PO_4 有二级解离, 缓冲的 pH 值范围很广, 而 NaCl 和 KCl 主要作用为增加盐离子浓度。

注意事项:

- 1.PBS 在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 一般置于温浴至沉淀溶解即可。
- 2.本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

保存条件:

室温保存, 有效期一年。

Bioworld Technology, Inc.

1660 South Highway 100, Suite 500 St. Louis Park, MN

55416,USA.

Tel: 6123263284

Email: info@bioworld.com

Fax: 6122933841

Bioworld technology, co, Ltd.

No 9, weidi road Qixia District Nanjing, 210046,

P, R.China.

Tel: 0086-025-68037686 Fax:0086-025-68037575

Email: info@biogot.com